



AI in Medical Image Classification

Warmup

8/9 (Sun) 14:00-17:00

中央研究院統計科學研究所
李易儒博士 森元俊成研究助理

Warmup

14:00-15:30 學習動機：了解電腦影像與基本Python語法


15:30-17:00 統計模型估計

本課程所使用的肺部X光影像資料來自開源資料庫
<https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>

課前準備

- 下載Anaconda在自己的筆電上

<https://www.anaconda.com/products/individual>



Anaconda | Individual Edition

anaconda.com/products/individual

Individual Edition


Your data science toolkit

With over 20 million users worldwide, the open-source Individual Edition (Distribution) is the easiest way to perform Python/R data science and machine learning on a single machine. Developed for solo practitioners, it is the toolkit that equips you to work with thousands of open-source packages and libraries.

[Download](#)

Open Source Conda Packages Manage Environments

在自己的電腦上安裝Python



The screenshot shows a web browser window with the URL anaconda.com/products/individual. The page title is "Anaconda Installers". It features three columns of download links for different operating systems: Windows, MacOS, and Linux. Each column lists Python 3.8 installers with their respective sizes.


Operating System	Installer Type	Size
Windows	64-Bit Graphical Installer	466 MB
	32-Bit Graphical Installer	397 MB
	Python 3.8	-
MacOS	64-Bit Graphical Installer	462 MB
	64-Bit Command Line Installer	454 MB
Linux	64-Bit (x86) Installer	550 MB
	64-Bit (Power8 and Power9) Installer	290 MB

學習動機：了解電腦影像與基本Python語法



- 猜猜看哪一張
- 電腦影像為何?
- 本課程使用的肺部影像介紹(Chest x-ray)
- 如何使用Python 操作影像

猜猜看，哪一張？



哪一張是有肺炎的肺部影像？



哪一張是有肺炎的肺部影像？



哪一張是有肺炎的肺部影像？




人工智慧在醫療場域

診斷=模式(pattern)識別
有智慧的機器可以幫助醫生…

- 自動分類與檢查影像—增益遠距醫療與急診
- 機器學習輔助第二意見—受益於其他醫師對類似病例的共識
- 自動報告產生—紀錄以影像為本的機器產出
- 診斷細化—簡少多模態訊息
- 自動腫瘤追蹤

人如何學習分類？


絕對與相對



藍色或綠色？




貓或狗？




蘋果或櫻桃？

人如何學習分類？

認知策略 行為選擇




人類的分類極限




Tuna
Chicken
Goldfish
Bullfrog
Catfish
Tree frog
Canary
Cockatiel
Parakeet
Elephant
Owl
Human

50 Hz-1.1 kHz
125 Hz-2 kHz
20 Hz-3 kHz
100 Hz-3 kHz
50 Hz-4 kHz
50 Hz-4 kHz
250 Hz-8 kHz
250 Hz-8 kHz
200 Hz-8.5 kHz
17 Hz-10.5 kHz
200 Hz-12 kHz
31 Hz-19 kHz




The Hearing Range of various animals in terms of Frequency




人類的分類極限


Proximity



Similarity




closure




Symmetry



Common fate



Closure



Continuity



Connection





Figure & ground



Past experience



人類的分類極限？



分類：系統性地依據觀察分群入不同類別

人

- 吃食物 水
- 經驗累積所歸納的規則與特徵
- 容許無法描述的內隱知識
- 有彈性的邏輯思維


電腦

- 吃運算資源
- 可定義的規則
- 知識持續大量累積
- 提供鉅細靡遺的估計資料


電腦影像為何?

影像是數字


醫學影像作為Data



資料數位化使影像可以被電腦分析



什麼是醫學影像？



- 包含臨床意義的訊息
- 以輔助治療、診斷、照護為目的

醫學影像數位化

醫學資料必需結構化，讓機器可以認得



16 世紀



20 世紀



未來？

醫學影像裡的資料



機器端攝影參數



影像本身屬性



影像相關資料

量化的資料讓電腦讀得懂、可以分析

機器端攝影參數

掃描者姓名
掃描模組
掃描序號
掃描日期
資料日期
掃描時間
掃描時間長
影像種類
機器製造商

影像本身屬性


掃描序號
影像厚度
影像位置
影像角度
索引UID
Slice位置
欄
列
像素Spacing
Bits Allocated
Bits Stored
最小影像像素值
最大影像像素值
Window 中央位置
Window寬
Rescale截距
Rescale斜率

影像相關資料

姓名
生日 性別
年齡 體重
病歷號
掃描號
掃描部位

綜合評估與意見

醫學影像的格式



- **D**igital **I**maging and **C**ommunications in **M**edicine (DICOM)
- **N**euroimaging **I**nformatics **T**echnology **I**nitiative (NifTI)
- **N**early **R**aw **R**aster **D**ata (NRRD)

醫學影像的格式

Summary of file formats characteristics


Format	Header	Extension	Data types
Analyze	Fixed-length: 348 byte binary format	.img and .hdr	Unsigned integer (8-bit), signed integer (16-, 32-bit), float (32-, 64-bit), complex (64-bit)
Nifti	Fixed-length: 352 byte binary format ^a (348 byte in the case of data stored as .img and .hdr)	.nii	Signed and unsigned integer (from 8- to 64-bit), float (from 32- to 128-bit), complex (from 64- to 256-bit)
Minc	Extensible binary format	.mnc	Signed and unsigned integer (from 8- to 32-bit), float (32-, 64-bit), complex (32-, 64-bit)
Dicom	Variable length binary format	.dcm	Signed and unsigned integer, (8-, 16-bit; 32-bit only allowed for radiotherapy dose), float not supported

Not all the software support all the specified data types. Dicom, Analyze, and Nifti support color RGB 24-bit; Nifti also supports RGBA 32-bit (RGB plus an alpha-channel)


^aNifti has a mechanism to extend the header

醫學影像的格式

- Consists of:
 - Metadata (eg file size, image dimensions, scan date, patient id)
 - Data (usually big long string of bytes)
- Organized as:
 - Header (metadata) followed by data
 - Containers (each has an identifier, metadata, data)





影像是數字




- 最小單位是pixel
- 裡面會有數字
- 黑白影像可以用矩陣表示
- 彩色影像可以用三階張量(RGB)表示

影像是數字



= 16



= 243

黑白影像是矩陣



=

0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	0	120	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	3	0	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	0	43	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	33	0	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	22	0	0	1	5	8	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	231	165	250	8	1	0	0	0
0	0	0	0	78	0	250	1	254	8	1	0	0	0
0	0	0	112	254	199	222	231	250	231	98	0	0	0
0	33	77	231	250	210	231	250	250	250	86	134	0	0
0	23	89	250	250	228	255	222	222	222	92	169		0
0	56	132	222	222	251	243	255	222	231	132	215	142	0
0	0	255	222	255	222	255	255	222	255	222	0	0	0
0	0	243	255	243	255	255	243	255	243	255	0	0	0

矩陣！


本課程使用的肺部影像介紹

胸部 X 光影像

資料集：胸部 X 光影像 (健康/肺炎)

資料來源

<https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia/metadata>




The screenshot shows the Kaggle dataset page for 'Chest X-Ray Images (Pneumonia)'. The page features a navigation sidebar on the left with options like Home, Compete, Data, Notebooks, Discuss, Courses, and More. The main content area displays the dataset title, a description '5,863 images, 2 categories', and the creator 'Paul Mooney'. Below this, there are tabs for Data, Tasks (1), Kernels (238), Discussion (19), Activity, and Metadata. A 'Download (1 GB)' button is highlighted with a red arrow. The Metadata section is expanded, showing a table with the following information:


Category	Field	Value
Usage Information	License	Other (specified in description)
	Visibility	Public
Maintainers	Dataset owner	Paul Mooney
Updates	Expected update frequency	Not specified
	Last updated	2018-03-25
	Date created	2018-03-22

資料集：胸部 X 光影像 (健康/肺炎)

- 胸部 X 光影像來自廣州市婦女兒童醫學中心回溯性資料庫
- 1至5歲的小兒科病患影像



健康影像



肺炎影像

資料集：胸部 X 光影像 (健康/肺炎)


- 5,863 張 X 光影像 (JPEG)
- 兩種資料類別 (肺炎 Pneumonia / 正常 Normal)
- 資料分別整理在 3 個資料夾中：train, test, val
- 每個資料夾內分別有兩個類別的影像資料夾

	Normal	Pneumonia
train	1342	3875
test	234	390
val	8	8

作業流程



Input
Chest X-ray Image



Output (patient)
Pneumonia Positive 85%



Output (healthy)
Pneumonia Positive 10%


聰明的機器，目前有哪些？

- CNN (Wang, et al., 2017; Li et al., 2017)
- CNN + recurrent neural network (Yao et al.,2017)
- DenseNet: as the backbone of CNN (Huang et al.,2017)
- DenseNet-121 with fine tuning : Transfer learning (Rajpurkar, 2017)
- ResNet-50 (Baltruschat et al.,2018)
- VGG 16

如何使用 Python 操作影像

利用一張胸部 X 光影像

在Anaconda中打開Anaconda Navigator



安裝需要的工具

Environments > base (root) > Open Terminal

The screenshot shows the Anaconda Navigator application window. The main interface displays a list of environments, with 'base (root)' selected. A context menu is open over 'base (root)', showing options: 'Open Terminal', 'Open with Python', 'Open with IPython', and 'Open with Jupyter Notebook'. The 'Open Terminal' option is highlighted. Below the environment list, a table of installed packages is visible, including 'alabaster', 'anaconda', 'anaconda-client', 'anaconda-project', 'appdirs', 'asn1crypto', 'astor', 'astroid', 'astropy', 'atomicwrites', 'attrs', 'automat', 'babel', 'backcall', 'backports', and 'backports.shutil_g...'. A terminal window is open in the foreground, showing the command prompt '(base) D:\Users\User>'.

Package Name	Description	Version
alabaster	Configurable, python 2+3 compatible sphinx theme.	0.1.0
anaconda	Simplifies package management and deployment of anaconda	2.3.0
anaconda-client	Anaconda.org command line client library	0.7.1
anaconda-project	Tool for encapsulating, running, and reproducing data science projects	0.7.11
appdirs	A small python module for determining appropriate platform-specific dirs.	5.3.1
asn1crypto	Python asn.1 library with a focus on performance and a pythonic api	1.7.2
astor	Read, rewrite, and write python asts nicely	
astroid	A abstract syntax tree for python with inference support.	
astropy	Community-developed python library for astronomy	
atomicwrites	Atomic file writes.	
attrs	Attrs is the python package that will bring back the joy of writing classes by	
automat	Self-service finite-state machines for the programmer on the go	
babel	Utilities to internationalize and localize python applications	
backcall	Specifications for callback functions passed in to an api	
backports		
backports.shutil_g...	A backport of the get_terminal_size function from python 3.3's shutil.	


安裝需要的工具

輸入 `conda install numpy` 後按 enter


輸入 `conda install matplotlib` 後按 enter

輸入 `conda install pillow` 後按 enter

*部分同學課能會出現已裝好的情形




打開Jupyter Notebook



下載測試圖片到桌面


shorturl.at/xLVW2



test.jpeg

開啟新的Jupyter Notebook 點選python 3

The screenshot shows a web browser window displaying the Jupyter Notebook interface. The browser's address bar shows the URL `localhost:8888/tree/Desktop`. The Jupyter interface includes a top navigation bar with the Jupyter logo and 'Quit' and 'Logout' buttons. Below this, there are tabs for 'Files', 'Running', and 'Clusters'. A message says 'Select items to perform actions on them.' The main area displays a file tree for the 'Desktop' directory. A 'New' dropdown menu is open, showing options for 'Notebook: Python 3', 'Other: Text File', 'Folder', and 'Terminal'. A tooltip for 'Python 3' indicates 'Create a new notebook with Python 3'. The file list includes folders like 'Academia Sinica-ISS', 'AI Project', 'AIMIA', 'AP-CCN', 'certificate', 'example code', 'for participants', 'Fractal Net', 'FS', 'GSP', 'GWAS-Chen', 'HW', 'img', 'LIONS巨量-Lung', and 'MRICroGL'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time '下午 08:49' and date '2020/8/7'.



```
import numpy as np;  
from matplotlib import pyplot;  
from PIL import Image;
```


```
image = Image.open("test.jpeg");  
X = np.array(image);
```

```
print(X);  
print(X.shape);  
pyplot.imshow(X);  
pyplot.imshow(X,cmap='gray');
```

執行： shift+Enter

輸入後，畫面呈現如下

jupyter Warmup Last Checkpoint: 12 分鐘前 (unsaved changes)



In [1]:

```
1 import numpy as np;
2 from matplotlib import pyplot;
3 from PIL import Image;
```

科學計算相關的函數庫
畫圖的函數庫
讀 jpeg 檔使用

In [2]:

```
1 image = Image.open("test.jpeg");
2 X = np.array(image);
```

讀取剛剛下載的檔案
將影像轉換成 numpy 的矩陣

影像是**矩陣**!影像是**矩陣**!影像是**矩陣**!

In [3]:

```
1 print(X);
```

呈現結果的語法

```
[[ 0 97 92 ... 0 0 1]
 [ 2 98 94 ... 0 0 1]
 [ 2 98 92 ... 0 0 1]
 ...
 [ 0 0 0 ... 0 0 0]
 [ 0 0 0 ... 0 0 0]
 [ 0 0 0 ... 0 0 0]]
```

取得影像矩陣Size的語法


```
print(X.shape)
```

```
▶ In [4]: 1 print(X.shape);  
(1484, 1968)
```


影像呈現的語法

```
pyplot.imshow(X);  
pyplot.imshow(X,cmap='gray');  
# 以灰階呈現，請輸入cmap='gray'
```

```
In [5]: 1 pyplot.imshow(X);
```



```
In [6]: 1 pyplot.imshow(X,cmap='gray');
```



如何取得特定像素內的數值？

In [7]:

```
1 print(X[0,0]);
```

最左上角
依矩陣位置編號由零開始

0


In [8]:

```
1 print(X[1,1]);
```


98

0				
	98			

如何取得特定像素內的數值？



取得特定範圍的像素




In [9]:

```
1 # Show the 左邊100x100  
2 print(X[0:200,0:200])
```

```
[[ 0  97  92 ... 152 148 145]  
 [ 2  98  94 ... 149 144 140]  
 [ 2  98  92 ... 147 142 138]  
 ...  
 [ 0  74  64 ... 119 119 119]  
 [ 0  74  63 ... 119 119 119]  
 [ 0  74  63 ... 118 118 118]]
```


取得特定範圍的像素



剪下的圖大小為400*500
x軸第 601到第1000個像素
y軸第1001到第1500個像素



```
In [16]: 1 print(X[600:1000,1000:1500])  
[[194 195 198 ... 87 90 87]  
 [201 200 199 ... 88 90 87]  
 [200 197 194 ... 90 91 87]  
 ...  
 [204 203 203 ... 61 63 65]  
 [203 204 205 ... 61 64 64]  
 [203 204 205 ... 62 65 65]]
```

呈現特定範圍的影像



In [10]:

```
1 pyplot.imshow(X[0:800,0:800],cmap='gray');
```



建立零矩陣以及所有像素為 1 的矩陣

In [11]:

```
1 # 1484 x 1968 zero matrix
2 A = np.zeros([1484, 1968]);
3 print(A);
```

```
[[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
```

In [12]:

```
1 B = np.ones([1484, 1968]);
2 print(B);
```

```
[[1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
 ...
 [1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. ... 1. 1. 1.]
```

影像矩陣與常數的乘法

影像矩陣的減法

In [13]:

```
1 C = B * 255;  
2 print(C);
```

```
[[255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 ...  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]]
```


In [14]:

```
1 D = C - X;  
2 print(D);
```

```
[[255. 158. 163. ... 255. 255. 254.]  
 [253. 157. 161. ... 255. 255. 254.]  
 [253. 157. 163. ... 255. 255. 254.]  
 ...  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]  
 [255. 255. 255. ... 255. 255. 255.]]
```

呈現運算過後的影像矩陣 (反白)

```
In [15]: 1 pyplot.imshow(D, cmap='gray');
```



$$d = 255 - x$$

休息一下